

INSTRUCTIONS FOR USE

1. To open package, peel tabs apart to remove syringe. Ease syringe cap off.
2. Prepare medication vial. Do not push the syringe plunger past the first graduation mark.
3. Draw medication per facility protocol. (See Figure 1)
4. Prepare injection site and administer medication per facility protocol.
5. FULLY depress the plunger to engage the safety mechanism. (See Figure 2)
6. Pull back on plunger until it stops: observe withdrawal of needle into barrel. (See Figure 3)
7. Snap off plunger to permanently disable syringe. (See Figure 4)
8. Discard per facility protocol.

Caution

SECUREGARD syringes are single use devices only. Once needle is fully retracted, do not depress the plunger again. If unable to activate safety mechanism, discard syringe immediately into an approved sharps container. This device should not be used to take blood samples.

Safegard Medical (Hungary) Kft
Farkaslyuk, Jószerencsét tér 15
3608 Hungary
www.safegardmedical.com



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

Protocole d'utilisation (FRANÇAIS)

1. Ouvrir l'emballage comme indiqué pour en retirer la seringue de sécurité.
2. Préparer le flacon pour l'aspiration du médicament. Ne pas pousser le piston de la seringue au-delà de la première marque de graduation.
3. Aspirer le médicament conformément au protocole de l'établissement. (Voir Figure 1)
4. Préparer le site d'injection et administrer le médicament conformément au protocole de l'établissement.
5. Pour activer le mécanisme de sécurité, enfoncer COMPLÈTEMENT le piston afin de permettre le retrait de l'aiguille. (Voir Figure 2)
6. Tirer sur le piston jusqu'à ce qu'il se bloque: observer le retrait de l'aiguille dans le corps de la seringue. (Voir figure 3)
7. Casser le piston et la seringue sera définitivement inutilisable. (Voir Figure 4)
8. Mettre au rebut conformément aux procédures de l'établissement.

Attention

La seringue *SECUREGARD* est seulement pour usage unique. S'il n'est pas possible d'activer le mécanisme de sécurité, jeter immédiatement la seringue dans un récipient spécial, approuvé pour objets tranchants ou pointus. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des prélèvements sanguins.

Instrucciones para el uso (ESPAÑOL)

1. Abra la envoltura de la jeringa según lo indica el paquete. Extraer correctamente la Jeringa y retirar el tapón de la aguja.
2. Preparar el vial con el medicamento. No presionar el émbolo de la jeringa mas allá de la primera marca de la graduación.
3. Extraer el medicamento como marca el protocolo. (mirar Figura 1)
4. Preparar el lugar de la inyección y administrar el medicamento com marca el protocolo.
5. Oprima el émbolo COMPLETAMENTE para activar el mecanismo de retracción de la aguja. (mirar Figura 2)
6. Retire el émbolo hasta su retención: observar la retracción de la aguja en el interior del cuerpo de la jeringa. (mirar Figura 3)
7. Romper el émbolo para inutilizar para siempre la jeringa. (mirar Figura 4)
8. Desechar inmediatamente como se marca el protocolo de su establecimiento.

Atención

SECUREGARD es un producto de un solo uso. Una vez la aguja este retraída completamente, no presione el émbolo nuevamente. En caso de no activarse el mecanismo de seguridad, deseche la jeringa inmediatamente en un contenedor previamente aprobado para objetos punzantes. Este producto no debe ser utilizado para extracción de muestras de sangre.